



## SCHEMA TECNICA

# M3 Ultrasonic Complex

trattamenti viso corpo



M 3 ULTRASONIC COMPLEX nasce come un'apparecchiatura professionale per trattamenti combinati sia per il viso che per il corpo utilizzando 3 metodiche specifiche di lavoro. Per questo motivo l'apparato è suddiviso in tre sezioni funzionali:

- La prima sezione denominata "Micro Massaggio Meccanico", utilizza gli effetti dell'ultrasuono attraverso l'uso di una spatola, permettendo di praticare benefici massaggi dinamici ed una profonda pulizia della pelle. L'onda elastica generata dalle elevate vibrazioni meccaniche della spatola a contatto con la pelle e il liquido detergente, determina un energico campo di forza che favorisce il distacco delle cellule morte, la pulizia da residui cosmetici e delle impurità depositate.

- La seconda sezione, denominata "Micro Massaggio Elettrico", è dotata di un innovativo applicatore a "penna" per il trattamento della micro-stimolazione delle rughe che associa gli effetti della elettro-stimolazione a quelli della foto-stimolazione tramite l'utilizzo di un potente diodo ad emissione di luce.

- La terza sezione denominata "Triforesi", utilizza una nuovissima metodica di lavoro, che permette di veicolare all'interno del tessuto cutaneo i principi attivi necessari al tipo di trattamento che si deve effettuare. Vengono utilizzati a questo scopo 2 manipoli, uno per il viso e l'altro per il corpo che a contatto con la pelle, erogano correnti specifiche a bassa frequenza ed intensità modulata tali da permettere il trasporto transcutaneo delle sostanze e dei principi attivi utilizzati per il trattamento con risultati visibili ed immediati.



# M3 Ultrasonic Complex

