



SCHEDA TECNICA

M2 ULTRASONIC trattamenti viso

M 2 ULTRASONIC è un'apparecchiatura computerizzata per trattamenti combinati sugli inestetismi del viso, che permette di operare attraverso l'utilizzo di due metodiche specifiche di lavoro. Per questo motivo l'apparato è suddiviso in due sezioni funzionali:

- La prima sezione, denominata "Micro Massaggio Elettrico", è dotata di un innovativo applicatore a "penna" per il trattamento della micro-stimolazione delle rughe che associa gli effetti della elettro-stimolazione a quelli della foto-stimolazione tramite l'utilizzo di un potente diodo ad emissione di luce con lunghezza d'onda a 525 nm. Tale potere biostimolante porta ad ottenere un ottimo risultato su rughe e pelli senescenti.
 - La seconda sezione denominata "Micro Massaggio Meccanico", attraverso l'utilizzo di uno speciale manipolo, permette di praticare massaggi dinamici sulla cute. L'onda elastica generata dalle elevate vibrazioni meccaniche del manipolo, produce la micronizzazione istantanea del liquido con cui viene a contatto, facilitandone così il passaggio attraverso la cute. Tale effetto meccanico ha inoltre sulla cute un elevato potere detergente, ne provvede alla pulizia in profondità, rimuove le cellule morte ed i punti neri ed ha un effetto stimolante di rigenerazione sulla pelle.
- M 2 ULTRASONIC utilizza programmi per trattamenti su pelli sensibili, normali e senescenti.





M2 ULTRASONIC

